

Diagnostic and Imaging Equipment



Treatment Units



Handpieces and Instruments



Endodontic Systems



Laser Equipment



Laboratory Devices



La nuova endodonzia:

Brillantemente semplice ed assolutamente sicura

TriAuto ZX2 con funzioni OTR e OGP



Distribution

J. Morita Europe GmbH

Justus-von-Liebig-Str. 27a

63128 Dietzenbach

Germany

T +49. 6074. 836 0, F +49. 6074. 836 299

www.morita.com/europe

Development and Manufacturing

J. MORITA MFG. CORP.

680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku

Kyoto 612-8533

Japan

T +81. 75. 611 2141, F +81. 75. 622 4595

www.morita.com

Subject to technical changes and errors.

JME EN PUB 001960 0317 *5.



Più facile che mai: Successo endodontico per ogni paziente

L'Endodonzia è sempre più importante, e sta assumendo un ruolo chiave nelle specialità dentali. Ma i trattamenti endodontici pongono anche una questione urgente ai dentisti, che si trovano a dover far fronte ad un'ampia gamma di servizi richiesti dalla professione. Occorre anche adattare il trattamento alle richieste di ciascun paziente ed alla specifica struttura radicolare. Per questo Morita si pone l'obiettivo di facilitare il più possibile il lavoro del dentista – e di fornire tutto ciò che occorre per un trattamento endodontico di successo .

Brillantemente semplice, ma sicuro e veloce.

Il TriAuto ZX2 , manipolo cordless ergonomico non è solo veramente leggero – anche se integrato con un localizzatore apicale al suo interno, ma anche la facilità di impiego e le funzioni automatiche assicurano risultati sicuri affidabili, efficaci. Ciò è reso possibile grazie soprattutto alle due funzioni di sicurezza: Optimum Torque Reverse (OTR) per proteggere dalle rotture dei file e l' Optimum Glide Path (OGP), per una più facile definizione del cammino.

Il TriAuto ZX2 consente trattamenti endodontici più di successo, mai prima ottenuti–per ogni paziente.

„ Non riesco a fare trattamenti endodontici senza queste funzioni dopo avere usato il TriAuto ZX2 ..”

Dr. Terauchi, Endodontist



Brillantemente
facile

Assolutamente
sicuro

Sorprendentemente
rapido



Brillantemente
facile

Il paziente può aspettarsi
un trattamento endodontico
di successo— perchè ren-
diamo facile il successo

Assolutamente
sicuro

Ogni paziente a ragione
si aspetta che non ci
siano compromessi
quanto a sicurezza

Eccezionalmente
veloce

Quanto più veloce è un
trattamento endodontico
tanto più felice sarà
il paziente.



Endodonzia 4.0. Il futuro inizia qui.

Facile, sicuro, e veloce – tre qualità convincenti che realmente si rivelano essere vere per i trattamenti endodontici, grazie a concetti futuribili che facilitano enormemente i trattamenti. Il nuovo manipolo endodontico TriAuto XZ2 offre un funzionamento intelligente funzioni di sicurezza straordinarie, ed un efficiente flusso di lavoro grazie a pochi cambiamenti di file. Vedete voi stessi !



Brillantemente facile

Il TriAuto XZ2 rende più facile di quanto si possa immaginare, la misura della lunghezza e la preparazione del canale. E' interamente cordless, e non offre solo la massima flessibilità e libertà di movimento, ma anche facilmente impressiona su tutta la linea. Per il suo snello design ergonomico si adatta perfettamente alla mano e con i suoi appena 140 g, è veramente leggero. La facilità d'uso è una priorità sotto tutti gli aspetti – con una quantità di funzioni integrate e un vero display ad alta-definizione che offre una visibilità ottimale sia che l'utilizzatore sia mancino o destrorso. Conclusione? Rende l'endodonzia brillantemente facile.. E' semplicemente eccezionale!!!



The New Movement
in Endodontics

In assoluto sicuro

Nessun compromesso quanto a sicurezza. E' una legge non scritta, e non solo in endodonzia. Questa è proprio la ragione della funzione OGP, che minimizza ogni rischio di rompere il file. Più che determinare il canale, l'OGP (Optimum Glide Path) definisce un cammino perfetto, che evita fratture, scalini, e perforazioni – usando solo un file! La funzione OTR assicura anche un lavoro di alta-precisione, protegge dai microcracks, e riduce al minimo le rotture dei file. Dato che con il suo angolo di rotazione ottimale, sia nella direzione di taglio che in reverse, OTR (Optimum Torque Reverse) attenua gli stress sul file cambiando direzione non appena raggiunge un particolare torque. Dopo una rotazione di 90 gradi, ritorna a girare nella direzione di taglio.



Eccezionalmente veloce

Un pacchetto tutto incluso : Ogni manipolo riunisce tutte le funzioni, compreso il localizzatore apicale ottimizzando il flusso di lavoro. Gli otto programmi preimpostati conferiscono anche maggiore efficienza. Il file elettrodo interno permette di aumentare la lunghezza del file e di cambiarlo più velocemente. Usura meno veloce, del materiale, e migliori risultati – una

combinazione da non perdere! E la cosa migliore è che questo fa aumentare, non solo la resa dell'investimento, ma anche la soddisfazione del paziente

TriAuto ZX2 – Progettato per il successo

Ogni aspetto del manipolo endodontico TriAuto ZX2 è progettato per rendere le procedure senza intoppi e trasformare i suoi molti vantaggi direttamente in trattamenti di successo.

Vantaggi in sintesi

- Concetto di lavoro intelligente, ergonomico per facili trattamenti endodontici
- Un unico sistema che combina la localizzazione d' apice e la preparazione in un unico manipolo
- Meno rottura di file e ottimale glide path grazie alle funzioni di sicurezza OTR e OGP
- Lavoro più veloce a causa di minori cambi di strumenti
- Alto ritorno sull'investimento (ROI) per via di un trattamento più efficiente

Volete saperne di più?
Potete trovare maggiori info
sui vantaggi del
TriAuto ZX2
nel sito www.jmorita.de

